


# QUARTZ SPLINT® GEWOBEN 2,5 mm




Der **gewobene QUARTZ SPLINT®** wurde speziell entwickelt, um eine starke und effektive Stabilisierung bei minimalem Materialverbrauch zu erreichen. Mit einer Dicke von nur 0,4 mm und einer Breite von 2,5 mm lässt sich die gewobene Faser in vielen Bereichen einsetzen.

Die Nullspeicher-Eigenschaft und die angenehme Verarbeitungszeit des **QUARTZ SPLINT®** sorgen für die leichte Anwendung des Materials. Die gewobene Faser lässt sich mit den anderen **QUARTZ SPLINT®** Produkten (UD, Seil und Netz) kombinieren und bietet dadurch eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in Praxis und Labor:

- Prothetik  
z.B. Anfertigung provisorischer Spontanbrücken  
Verstärkung von Provisorien (Frontzahnbereich)  
und Implantatabdruckpfosten
- Parodontologie
- Traumatologie
- Kieferorthopädie
- Chirurgie




Das Bild wurde freundlicherweise von Dental ID (Frankreich) zur Verfügung gestellt.



Das SEM-Bild wurde freundlicherweise von RTD (Frankreich) zur Verfügung gestellt.

Die bereits erwähnte **Nullspeicher-Eigenschaft** des gewobenen **QUARTZ SPLINT®** ist anhand der folgenden Bilder deutlich zu erkennen. Während der Adaption behält das Material auch ohne Polymerisation stets seine neue Form und lässt sich somit einfach und schnell positionieren.




Die Bilder wurden freundlicherweise von Dr. Ajay Kakar zur Verfügung gestellt.


## Verstärkung eines Frontzahnprovisoriums mit **QUARTZ SPLINT® gewoben**



## Stabilisierung mehrerer Implantatabdruckpfosten mit **QUARTZ SPLINT® gewoben**



Die Bilder wurden freundlicherweise von Dental ID (Frankreich) zur Verfügung gestellt.



QUARTZ SPLINT INTROKIT MIT QS FLOW



<b>QUARTZ SPLINT GEWOBEN</b>	
10153	<b>QUARTZ SPLINT REFILL GEWOBEN</b> 5 Streifen á 2,5 mm x 80 mm
70312	<b>QUARTZ SPLINT INTROKIT</b> UD • ø1,5 mm x 80 mm + GEWOBEN • 2,5 mm x 80 mm, je 5 Streifen + RESIN transparent 2 x 1,5g
70313	<b>QUARTZ SPLINT INTROKIT MIT QS FLOW</b> UD • ø1,5 mm x 80 mm + GEWOBEN • 2,5 mm x 80 mm, je 5 Streifen + RESIN transparent 1 x 1,5g + QS Flow 1 x 2g
10102	<b>QUARTZ SPLINT RESIN</b> transparent, in Spritzen 2 x 1,5g, inkl. 10 Applikationsspitzen
10105	<b>QUARTZ SPLINT FLOW</b> in Spritzen 2 x 2g, inkl. 10 Applikationsspitzen
10210	<b>QUARTZ SPLINT SCHERE</b>

**komira**  
dentalprodukte

**Komira e.K.**  
Pommernring 47  
DE-76877 Offenbach / Queich

Telefon +49 6348 - 919 200  
Fax +49 6348 - 919 202

info@komira.de  
www.komira.de