


QUARTZ SPLINT® NETZ ROSA




QUARTZ SPLINT® NETZ eignet sich speziell zur Verstärkung von Oberkiefer-Kunststoffprothesen und kann sowohl bei Neuanfertigung als auch bei Reparaturen verwendet werden.

Mit seiner Farbe und einer Dicke von nur 0,5 mm gelingt es dem rosa Netz, sich perfekt in den Prothesenkunststoff zu integrieren, mit überaus ästhetischen Ergebnissen und einer enormen Materialverstärkung.




QUARTZ SPLINT® NETZ passt sich der individuellen Form der Mundhöhle an. Es bleibt plastisch formbar bis zur abschließenden Lichtpolymerisation.

QUARTZ SPLINT® NETZ wird vor allem empfohlen

- wenn häufig mit Unterfütterungen zu rechnen ist.
- wenn, aufgrund allergischer Reaktionen, auf Metallnetze verzichtet werden muss.
- um Ermüdungsbrüche und Sprünge zu vermeiden.



Das SEM-Bild wurde freundlicherweise von RTD (Frankreich) zur Verfügung gestellt.




Die Bilder wurden freundlicherweise von Dental ID (Frankreich) zur Verfügung gestellt.

QUARTZ SPLINT® NETZ ersetzt vorteilhaft Netzeinlagen aus Gold ohne deren Nachteile, wie Durchschimmern und Korrosion, aufzuzeigen. Der Elastizitätsmodul des **QUARTZ SPLINT® NETZ** gleicht dem des Prothesenkunststoffes. Dies verhindert Ablösungen und Mikrolekagen.


Fazit: Qualitativ hochwertige prothetische Versorgung mit langer Haltbarkeit.

Verstärkung mit **QUARTZ SPLINT® NETZ** bei Herstellung einer Oberkiefer-Totalprothese




Die Bilder wurden freundlicherweise von Dental ID (Frankreich) zur Verfügung gestellt.

Reparatur und Verstärkung einer partiellen Prothese mit **QUARTZ SPLINT® NETZ**



Die Bilder wurden freundlicherweise von Dental ID (Frankreich) zur Verfügung gestellt.



	QUARTZ SPLINT NETZ
10183	QUARTZ SPLINT NETZ NETZ rosa, 55 x 80 mm, 2 Blatt
10102	QUARTZ SPLINT RESIN transparent, in Spritzen 2 x 1,5g, inkl. 10 Applikationsspitzen
10210	QUARTZ SPLINT SCHERE

komira
dentalprodukte

Komira e.K.
Pommernring 47
DE-76877 Offenbach / Queich

Telefon +49 6348 - 919 200
Fax +49 6348 - 919 202

info@komira.de
www.komira.de