

QS FLOW™



Nano-Hybrid-Komposit auf Methacrylatbasis, fließfähig, lichthärtend und röntgenopak

Das bedeutet für Sie:

- Zeitersparnis durch eine gute Viskosität
- Klebfreie Konsistenz
- Einfache und präzise Applikation
- Angenehme Handhabung durch die bequeme Dosierspritze
- Sehr hohe Röntgensichtbarkeit*
- Gute Polierbarkeit durch anorganische Nano-Füllkörper (Größe 0,01-0,7µm)
- Ästhetisch

Anwendungsbereiche:


- Als Stumpfaufbaumaterial mit Coreform-Hülsen
- Für ästhetische Rekonstruktionen mittels direkter Schienung mit QUARTZ SPLINT

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Farbe	A2 VITA® Classic
Durchhärtetiefe	5mm (20 Sek. bei 1200mW/cm ²)
Biegefestigkeit (ISO 4049)	107 ± 11 MPa
Druckfestigkeit	285 ± 41 MPa
Knoop Härte	27
Röntgenopazität (ISO 4049)	400% Al


*doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Flowkompositen



Adhäsiver Stumpfaufbau



Direkte Schienung gelockerter Zähne



QUARTZ SPLINT Resin



- Lichthärtendes Resin des vorimprägnierten QUARTZ SPLINT
- Zur additionalen Benetzung der QUARTZ SPLINT Fasern
- Zum Versiegeln der Schnittfläche vor oder nach Polymerisation der Fasern
- Verbindet mehrere Faserteile miteinander

SEALBOND ULTIMA Adhäsiv



- Lichthärtendes Adhäsiv der 5. Generation
- Primern und Bonden in einem Arbeitsschritt
- Erzielt beste Ergebnisse
- Kompatibel mit licht-, dual- und rein chemisch-härtenden Kompositen

QUARTZ SPLINT Schere



- Kevlar Schere mit Präzisionsschliff
- Zwei unterschiedliche Schneidbereiche - mit und ohne Mikroverzahnung
- Scharfer sauberer Schnitt ohne Rutschen der Quarzfasern
- Die großen Kunststoffgriffe ermöglichen ein angenehmes Arbeiten
- Lange Haltbarkeit

10105	QS FLOW in Spritzen 2 x 2g, inkl. 10 Applikationsspitzen
10106	Applikationsspitzen für QS FLOW 15 Stück
10102	QUARTZ SPLINT RESIN transparent, in Spritzen 2 x 1,5g, inkl. 10 Applikationsspitzen
10104	Applikationsspitzen für QS RESIN 15 Stück
70313	QUARTZ SPLINT INTROKIT MIT QS FLOW UD • ø1,5 mm x 80 mm + GEWOBEN • 2,5 mm x 80 mm, je 5 Streifen + RESIN transparent 1 x 1,5g + QS Flow 1 x 2g
10210	QUARTZ SPLINT SCHERE
6410A	SEALBOND ULTIMA Adhäsiv, lichthärtend, 4,5ml